



Instruções para o Catálogo nº 467 Base/Neutrals & Acids in Soil

Revisão 112211

Descrição:

- Este padrão é embalado em duas ampolas seladas à chama, cada uma contendo $30,0 \pm 0,2$ gramas de solo.
- As duas ampolas são duplicatas, cada uma contendo o mesmo padrão.
- Este padrão não é preservado.
- Este padrão deve ser armazenado a 4 ± 2 °C.
- O padrão diluído conterá todos ou um subconjunto dos analitos listados nas faixas especificadas no formulário de relatório de dados.

Antes de começar:

- Embora todos os padrões de solo ERA tenham sido completamente misturados antes do envio, os padrões devem ser homogeneizados antes de abrir a ampola devido ao assentamento que pode ocorrer durante o transporte.

Instruções:

1. Retire com cuidado a tampa de uma das ampolas “Base/Neutrals & Acids” em uma capela de exaustão para evitar a inalação de poeira.
2. Transfira todo o conteúdo da ampola para o recipiente de extração.
3. Use um peso de 30 gramas para fins de cálculo.
4. Prepare e analise este padrão de acordo com seus procedimentos analíticos normais.
5. Relate seus resultados como $\mu\text{g}/\text{kg}$ para o padrão fornecido.

Segurança:

Os produtos ERA podem ser perigosos e devem ser usados por profissionais de laboratório treinados no manuseio competente de tais materiais. A responsabilidade pelo uso seguro destes produtos é totalmente do comprador e/ou usuário. As Especificações de segurança do material (MSDS) para todos os produtos ERA estão disponíveis ligando para 1-800-372-0122 ou +1 303-431-8454.