



目录 #693 的说明

WatR™ Supply Hardness

修订版 090119

说明：

- 本标准品包装在一个 250 mL 聚乙烯瓶中，其中装有大约 250 mL 标准品。
- 此标准品未经保存处理。
- 此标准品可在室温下存放。
- 本产品旨在作为质量控制检查，用于分析标准品中的分析物/基质的整个过程。
- ERA 建议，在分析之前对该产品进行分样时，样品量应不低于 10 mL。样品量过低可能会导致分析证书上的赋值和/或不确定性无效。
- 在遵守最小样品量和储存说明的前提条件下，允许对该产品重复取样。
- 认证标准值适用于按照说明得到的样品。

有用提示：

- 本标准品是已经制备完成的完整体积标准品，接收后即可用于分析。
- 本标准品不含酸，因此您必须按照正常程序进行检查，并在必要时调整 pH 值。
- 本标准品的硬度可以使用滴定或计算方法确定。

使用说明：

1. 打开前摇匀 WatR™ Supply Hardness 瓶。
2. 取出您当前测试所需的等分试样，并通过您的正常程序进行分析。
3. 每次使用后重新盖紧瓶子。

安全事项：

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。所有 ERA 产品的安全数据表 (SDS) 均可通过我们的网站 www.eraqc.com 获得。