



## **Anweisungen für Katalog Nr. 693QR WatR™ Supply Hardness**

Revision 030512

### **Beschreibung:**

- Dieser Standard ist in einer 250-mL-Polyethylenflasche verpackt, die etwa 250 mL Standard enthält.
- Dieser Standard wird nicht konserviert.
- Der Standard kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Der Standard enthält alle Analyten, die in den im Datenberichtsformular angegebenen Bereichen aufgeführt sind.

### **Bevor Sie beginnen:**

- Dieser Standard wurde als Gesamtvolumen-Standard hergestellt und kann sofort nach Erhalt analysiert werden.
- Die Härte in diesem Standard kann entweder mit Titrations- oder Berechnungsmethoden bestimmt werden.

### **Anweisungen:**

1. Schütteln Sie die „Hardness“-Flasche vor dem Öffnen.
2. Entnehmen Sie Aliquote für die Tests, die Sie durchführen, und analysieren Sie sie nach den üblichen Verfahren.
3. Verschließen Sie die Flasche nach jedem Gebrauch wieder fest.
4. Geben Sie für den bereitgestellten Standard Ihre Ergebnisse in mg/L an.

### **Sicherheit:**

ERA Produkte können gefährlich sein und sind für die Verwendung durch professionelles Laborpersonal vorgesehen, das in der kompetenten Handhabung dieser Materialien geschult ist. Die Verantwortung für die sichere Verwendung dieser Produkte liegt allein beim Käufer und/oder Benutzer. Materialsicherheitsdatenblätter (MSDB) für alle ERA Produkte sind unter der Rufnummer 1-800-372-0122 und +1 303-431-8454 erhältlich.