



## Instrucciones para el catálogo n.º 693QR WatR™ Supply Hardness

Revisión 030512

### Descripción:

- Este patrón está envasado en una botella de polietileno de 250 mL con un contenido aproximado de 250 mL de patrón.
- Este patrón no contiene conservantes.
- El patrón puede conservarse a temperatura ambiente.
- El patrón contendrá todos los analitos enumerados en los intervalos especificados en el formulario de informe de datos.

### Antes de comenzar:

- Este patrón se ha preparado como un patrón de volumen total, por lo que está listo para su análisis tal y como se recibe.
- En este patrón se puede determinar la dureza usando métodos de titulación o de cálculo.

### Instrucciones:

1. Agitar la botella de Hardness antes de abrirla.
2. Retirar alícuotas para los análisis que se estén realizando y analizar siguiendo sus procedimientos habituales.
3. Volver a cerrar bien la botella después de cada uso.
4. Presentar los resultados como mg/L para el patrón proporcionado.

### Seguridad:

Los productos de ERA pueden ser peligrosos y deben utilizarlos profesionales de laboratorio con formación en la manipulación competente de tales materiales. El uso seguro de estos productos es responsabilidad exclusiva del comprador o del usuario. Puede disponer de las fichas de datos sobre seguridad de los materiales (MSDS) de todos los productos de ERA llamando al 1-800-372-0122 ó al 1-303-431-8454.