



目录 #698 的说明

WatR™ Supply Inorganics

修订版 090119

说明：

- 本标准品包装在一个 500 mL 聚乙烯瓶中，其中装有大约 500 mL 标准品。
- 此标准品未经保存处理。
- 此标准品可在室温下存放。
- 本产品旨在作为质量控制检查，用于分析标准品中的分析物/基质的整个过程。
- ERA 建议，在分析之前对该产品进行分样时，样品量应不低于 10 mL。样品量过低可能会导致分析证书上的赋值和/或不确定性无效。
- 在遵守最小样品量和储存说明的前提条件下，允许对该产品重复取样。
- 认证标准值适用于按照说明得到的样品。

有用提示：

- 本标准品是已经制备完成的完整体积标准品，接收后即可用于分析。
- 本标准品不含酸，因此您必须按照正常程序进行检查，并在必要时调整 pH 值。
- 如果您采用离子选择性电极方法分析阴离子，请注意该样品可能含有会干扰 ISE 方法的高浓度无机盐。可参阅已发表的分析方法或仪器制造商的说明手册获取适当的校正步骤，以最大限度地减少可能的干扰。
- 如果您通过 ICP 分析钾和/或钠，ERA 建议在分析前向本标准品的等分试样中添加适量和适当类型的酸，以匹配校准标准品基质。
- 开瓶后应立即分析碱度。滴定至 pH 值为 4.50 s.u. 以测定碱度。

使用说明：

1. 打开前摇匀 WatR™ Supply Inorganics 瓶。
2. 取出您当前测试所需的等分试样，并通过您的正常程序进行分析。
3. 每次使用后重新盖紧瓶子。

安全事项：

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。所有 ERA 产品的安全数据表 (SDS) 均可通过我们的网站 www.eraqc.com 获得。