



Instruções para o Catálogo nº 698QR WatR™ Supply Inorganics

Revisão 030512

Descrição:

- Este padrão é embalado em um frasco de polietileno de 500 mL contendo aproximadamente 500 mL do padrão.
- Este padrão não é preservado.
- O padrão pode ser armazenado em temperatura ambiente.
- O padrão conterá todos os analitos nas faixas especificadas no formulário de relatório de dados.

Antes de começar:

- Este padrão foi preparado como um padrão de volume completo e está pronto para ser analisado quando recebido.
- Se você estiver analisando ânions por métodos de eletrodo seletivo de íons, observe que esta amostra pode conter altas concentrações de sais inorgânicos.
- Certifique-se de relatar seus resultados de nitrato e nitrato + nitrito como N (não como NO_3^-)

Instruções:

1. Agite bem o frasco Inorgânicos antes de abri-lo.
2. Remova as alíquotas dos testes que você está executando e analise de acordo com seus procedimentos normais.
3. Tampe novamente o frasco após cada uso.
4. Relate seus resultados como mg/L ($\mu\text{mhos/cm}$ para condutividade) para o padrão fornecido.

Segurança:

Os produtos ERA podem ser perigosos e devem ser usados por profissionais de laboratório treinados no manuseio competente de tais materiais. A responsabilidade pelo uso seguro destes produtos é totalmente do comprador e/ou usuário. As Especificações de segurança do material (MSDS) para todos os produtos ERA estão disponíveis ligando para 1-800-372-0122 ou +1 303-431-8454.