



## Instruções para o Catálogo nº 727 Base/Neutrals & Acids in Soil

Revisão 090119

### Descrição:

- Este padrão é embalado em duas ampolas seladas à chama, cada uma contendo  $30,0 \pm 0,2$  gramas de solo.
- As duas ampolas são duplicatas, cada uma contendo o mesmo padrão.
- Este padrão não é preservado.
- Este padrão deve ser armazenado a  $4 \pm 2$  °C.
- Este produto deve ser usado como uma verificação de controle de qualidade de todo o processo analítico para os analitos/matriz incluídos no padrão.
- As instruções de diluição abaixo representam o tamanho mínimo de amostra sugerido para este produto. Usar um tamanho de amostra menor pode invalidar o valor atribuído e/ou a incerteza mostrada no certificado de análise.
- Os valores certificados aplicam-se à amostra após seguir as instruções indicadas.

### Dicas úteis:

- Embora todos os padrões de solo ERA tenham sido completamente misturados antes do envio, os padrões devem ser homogeneizados antes de abrir a ampola devido ao assentamento que pode ocorrer durante o transporte.

### Instruções:

1. Retire com cuidado a tampa de uma das ampolas “Base/Neutrals & Acids” em uma capela de exaustão para evitar a inalação de poeira.
2. Transfira todo o conteúdo da ampola para o recipiente de extração.
3. Use um peso de 30 gramas para fins de cálculo.
4. Prepare e analise este padrão de acordo com seus procedimentos analíticos normais.

### Segurança:

Os produtos ERA podem ser perigosos e devem ser usados por profissionais de laboratório treinados no manuseio competente de tais materiais. A responsabilidade pelo uso seguro destes produtos é totalmente do comprador e/ou usuário. As Especificações de segurança (SDS) para todos os produtos ERA estão disponíveis em nosso site [www.eraqc.com](http://www.eraqc.com).