



## 目录 #727 的说明

### Base/Neutrals & Acids in Soil

修订版 090119

#### 说明：

- 此标准品包装在两个火焰熔封的安瓿瓶中，每个安瓿瓶包含 30.0±0.2 g 土壤。
- 这两个安瓿瓶是完全相同的，分别包含相同的标准品。
- 此标准品未经保存处理。
- 此标准品应存放在 4±2°C 温度下。
- 本产品旨在作为质量控制检查，用于分析标准品中的分析物/基质的整个过程。
- 下面的稀释说明代表了此产品的最小建议样品量。样品量过低可能会导致分析证书上的赋值和/或不确定性无效。
- 认证标准值适用于按照说明得到的样品。

#### 有用提示：

- 尽管所有 ERA 土壤标准品在装运前均已完全混合，但由于运输过程中可能发生沉降，因此在打开安瓿瓶之前应将标准品均匀化处理。

#### 使用说明：

1. 在通风橱中小心地将一个 Base/Neutrals & Acids 安瓿瓶的顶部掰断，避免吸入灰尘。
2. 将安瓿瓶的全部内容物转移到萃取容器中。
3. 称取 30 g 用于计算。
4. 按照您的正常分析程序准备和分析此标准品。

#### 安全事项：

ERA 产品可能属于危险品，应当由经过培训、有能力处理此类物质的专业实验室人员使用。产品的安全使用完全由采购方和/或用户负责。所有 ERA 产品的安全数据表 (SDS) 均可通过我们的网站 [www.eraqc.com](http://www.eraqc.com) 获得。