



## Instruções para o Catálogo nº 727QR Base/Neutrals & Acids in Soil

Revisão 112211

### Descrição:

- Este padrão é embalado em duas ampolas seladas à chama, cada uma contendo  $30,0 \pm 0,2$  gramas de solo.
- As duas ampolas são duplicatas, cada uma contendo o mesmo padrão.
- Este padrão não é preservado.
- Este padrão deve ser armazenado a  $4 \pm 2$  °C.
- O padrão diluído conterá todos ou um subconjunto dos analitos listados nas faixas especificadas no formulário de relatório de dados.

### Antes de começar:

- Embora todos os padrões de solo ERA tenham sido completamente misturados antes do envio, os padrões devem ser homogeneizados antes de abrir a ampola devido ao assentamento que pode ocorrer durante o transporte.

### Instruções:

1. Retire com cuidado a tampa de uma das ampolas “Base/Neutrals & Acids” em uma capela de exaustão para evitar a inalação de poeira.
2. Transfira todo o conteúdo da ampola para o recipiente de extração.
3. Use um peso de 30 gramas para fins de cálculo.
4. Prepare e analise este padrão de acordo com seus procedimentos analíticos normais.
5. Relate seus resultados como  $\mu\text{g}/\text{kg}$  para o padrão fornecido.

### Segurança:

Os produtos ERA podem ser perigosos e devem ser usados por profissionais de laboratório treinados no manuseio competente de tais materiais. A responsabilidade pelo uso seguro destes produtos é totalmente do comprador e/ou usuário. As Especificações de segurança do material (MSDS) para todos os produtos ERA estão disponíveis ligando para 1-800-372-0122 ou +1 303-431-8454.