



카탈로그 # 577에 대한 지침

**WatR™ Pollution pH**

개정판 022112

### 설명:

- 이 표준물질은 약 250mL의 표준물질이 담긴 250mL 폴리에틸렌 용기에 포장됩니다.
- 이 표준물질은 보존 처리되지 않습니다.
- 이 표준물질은 실온에 보관할 수 있습니다.
- 이 표준물질은 데이터 보고 양식에 지정된 범위의 pH를 포함할 것입니다.

### 시작 전:

- 이 표준물질은 전체 부피 표준물질로 준비되었으며 수령 시 상태 그대로 분석할 수 있습니다.
- pH 표준물질을 일정 시간에 걸쳐 개봉하고 다시 밀봉할 경우, 사용 후 즉시 용기의 마개를 단단히 닫아야 합니다.

### 지침:

1. 열기 전에 pH 용기를 흔듭니다.
2. 분취량을 취하고 통상적인 절차에 따라 분석합니다.
3. 분석을 위한 분취량을 취한 후 즉시 용기의 마개를 단단히 닫습니다.
4. 제공된 표준물질에 대한 결과는 s.u.로 보고합니다.

### 안전 유의사항:

ERA 제품은 유해할 수 있으며, 이러한 물질을 능숙하게 취급하기 위한 교육을 받은 전문 실험실 직원이 사용해야 합니다. 이러한 제품을 안전하게 사용할 책임은 전적으로 구매자 및/또는 사용자에게 있습니다. 모든 ERA 제품에 대한 물질안전보건자료(MSDS)는 1-800-372-0122 및 +1 303-431-8454로 전화하여 요청할 수 있습니다.