



## 카탈로그 # 977에 대한 지침

### WatR™ Pollution pH

개정판 090119

#### 설명:

- 이 표준물질은 약 250mL의 표준물질이 담긴 250mL 폴리에틸렌 용기에 포장됩니다.
- 이 표준물질은 보존 처리되지 않습니다.
- 이 표준물질은 실온에 보관할 수 있습니다.
- 이 제품은 표준물질에 포함된 분석물질/매트릭스에 대한 전체 분석 프로세스의 품질 관리 검사에 사용됩니다.
- ERA는 분석 전에 이 제품을 서브 샘플링할 때 최소 25mL의 샘플량을 사용할 것을 제안합니다. 사용된 샘플량이 이보다 적을 경우 분석 인증서에 표시된 할당 값 및/또는 불확실성과 어긋날 수 있습니다.
- 최소 샘플량 및 보관 지침을 준수할 경우 이 제품을 반복적으로 샘플링할 수 있습니다.
- 인증값은 명시된 지침에 따라 처리된 샘플에 적용됩니다.

#### 유용한 힌트:

- 이 표준물질은 전체 부피 표준물질로 준비되었으며 수령 시 상태 그대로 분석할 수 있습니다.
- pH 표준물질을 일정 시간에 걸쳐 개봉하고 다시 밀봉할 경우, 사용 후 항상 용기의 마개를 단단히 닫아야 합니다.
- 인증값은 25°C의 기준 온도를 반영합니다.

#### 지침:

1. 열기 전에 pH 용기를 흔듭니다.
2. 분취량을 취하고 통상적인 절차에 따라 분석합니다.
3. 분석을 위한 분취량을 취한 후 즉시 용기의 마개를 단단히 닫습니다.

#### 안전 유의사항:

ERA 제품은 유해할 수 있으며, 이러한 물질을 능숙하게 취급하기 위한 교육을 받은 전문 실험실 직원이 사용해야 합니다. 이러한 제품을 안전하게 사용할 책임은 전적으로 구매자 및/또는 사용자에게 있습니다. 모든 ERA 제품에 대한 안전보건자료(SDS)는 당사 웹사이트([www.eraqc.com](http://www.eraqc.com))에서 확인할 수 있습니다.